



Gold Industrial Merit Award



Golden Prize of Seoul International Patent Invention Fair 2002



Golden Prize of Korea Patent Technology



Golden Prize & IFIA Special Prize of Invention & Patents in Geneva

MIGUN MEDICAL INSTRUMENT

Migun Mat Series User's Manual



MIGUN

Migun means Beautiful Health.


Please read this manual carefully for safe and effective use of this product.
Please keep this manual safe and refer to it when necessary.

Table of Contents

Thank you for purchasing a Migun Mat Series product. Please read these instructions carefully. Understanding them in whole will assist you to use this product safely and properly. It will also be helpful to keep this instruction guide handy for easy referral whenever you would need it.

*Our Migun Mat Series are listed as FDA's medical device class II. These products are intended to be used for temporary and topical muscle relaxation and relief of minor pain and stiffness.

Introduction	3
Components of the Mat	4-5
Product Specifications	6-7
Controller Parts & Function	8-11
Instructions	12-17
Warning & Caution for All Mats	18
Warning & Caution for Car-Mat	19
What are Negative Ions & Far Infrared Rays?	20-21
What is Electro-Magnetic Field?	22-23
Limited Warranty	24-25



MIGUN MATS

HEALTHY MAT/MINI-MAT/MINI-PAD
CAR-MAT/MINI-MAT DUO

The Migun Mats are the next steps in bringing natural health into your home. Constructed with SIX durable layers, the Migun Healthy Mat, Mini-Mat, Mini-Pad, Car-Mat and Mini-Mat Duo create healthy atmospheres for your home and your automobile by producing negative ions, generating far infrared rays, and completely neutralizing harmful electromagnetic waves. The Migun Mats are the "healthy relax system" that integrate natural and modern science that can help you attain quality undisturbed sleep and rest.

POSSIBLE BENEFITS

- Help remove cholesterol, toxins, and lipids; boost the immune system (FIR)
- Expand arteries and veins; revitalize circulation (FIR)
- Help increase metabolism and will eventually propagate cell regeneration (FIR/Negative ions)
- Successful treatment for arthritis, rheumatism and muscle spasms (FIR)
- Cells become very active; nutrition is more efficiently absorbed in cells; and the waste is effectively discharged (Negative ions)
- Allow you to achieve quality deep sleep cycles (Negative ions)

• Built-in Heating Function

• Neutralizes EMF

• Emits Negative Ions

• Emits Far Infrared Rays

*NASA concluded in the 1980's that Far Infrared stimulation is the ideal way for astronauts to maintain cardiovascular conditioning during long space flights.

**Migun Mini Pad
MG-3100**



**Migun Mini-Mat Duo
MG-3300**





**Migun Car-Mat
MG-3400**



**Migun Mini-Mat
MG-3600**




**Migun Healthy Mat
ED-301**




MIGUN

MIGUN MEANS BEAUTIFUL HEALTH.


Components of the Mat



Healthy Mat
(Single)



Controller



Mini-Mat



Controller



Mini-Pad



Controller

Components of the Mat



Car-Mat



Controller



Mini-Mat Duo



Controller



Car Adapter (For Car-Mat only)



*Home Adapter (not included)



Manual

Product Specifications

Model Number ED-301 (Healthy Mat Single), MG-3600 (Mini-Mat)

Product Name Migun Healthy Mat, Migun Mini-Mat

Voltage/Frequency 120V, 60Hz

Power Consumption ED-301: 240W, MG-3600: 120W

Heating Emitting Wire Non-magnetic thermal wire


Temperature Adjustment Method Thermostat

Dimension/Weight ED-301: 30 lbs / 34"x75", MG-3600: 11.9 lbs / 20.5"x42.5"

Mat Temperature 86°F~140°F

Others

1. Built-in circuit to prevent excessive temperature inside the mat (using bimetal 205°F).
2. Use of natural fiber and copper mesh netting to block earthwave and electromagnetic waves.
3. Use non-magnetic thermal wire that does not emit magnetic fields




Product Specifications

Model Number	MG-3100 (Mini-Pad), MG-3400 (Car-Mat), MG-3300 (Mini-Mat Duo)
Product Name	Migun Mini-Pad, Migun Car-Mat, Migun Mini-Mat Duo
Voltage/Frequency	120V, 60Hz, 12V for Car-Mat
Power Consumption	MG-3100: 60W, MG-3400: 30W, MG-3300: 85W
Heating Emitting Wire	Non-magnetic thermal wire
Temperature Adjustment Method	Thermostat
Dimension/Weight	MG-3100: 2 lbs / 9"x25", MG-3400: 4 lbs / 17.5"x26" MG-3300: 9.9 lbs / 18.5"x18.5"
Mat Temperature	MG-3100: 86°F~140°F, MG-3400: 86°F~122°F, MG-3300: 86°F~158°F
Others	<ol style="list-style-type: none"> 1. Built-in circuit to prevent excessive temperature inside the mat (using bimetal 205°F). 2. Use of natural fiber and copper mesh netting to block earthwave and electromagnetic waves. 3. Use non-magnetic thermal wire that does not emit magnetic fields




Controller Parts & Function(Healthy Mat)




- 1. Power Indication Lamp:** Lights up when the main power is on.
- 2. Temperature Dial:** Sets temperature of the the mat.
- 3. Operation Lamp:** Lights up when the mat is heated.
- 4. Thermal Heat Start Button:** Turns on heat on the mat.
- 5. Electric Wave Select Dial:** Turn this dial to block off electromagnetic wave.
- 6. Main Power Switch:** Turns main power on or off.
- 7. EMF Indication Lamp:** This light turns off when EMF is being blocked.
- 8. Thermal Heat Lamp:** Lights up when the thermal heat start button is pressed.

Controller Parts & Function(Mini-Mat)



1. **Temperature Control Dial:** Sets the temperature of the mat.
2. **Thermal Heat Lamp:** Lights up when power is turned on.
3. **Mat Operation Lamp:** Lights up when the mat is being heated.
4. **Main Power Switch:** Turns main power on or off.
5. **Error Lamp:** Lights up to indicate an error.



*Never open or disassemble the controller. This may cause electric shock.

Controller Parts & Function(Mini-Pad/Car-Mat)



Mini-Pad

- 1. Temperature Control Dial:**
Controls temperature of the mat.
- 2. Mat Operation Lamp:**
Lights up when the mat is being heated.
- 3. Thermal Heat Lamp:**
Lights up when power is on.
- 4. Main Power Switch:**
Turns power on/off for the mat.




Car-Mat

- 1. Temperature Control Dial:**
Controls temperature of the mat.
- 2. Thermal Heat Lamp:**
Lights up when the power is on.
- 3. Mat Operation Lamp:**
Lights up when the mat is being heated.
- 4. Main Power Button:**
Turns power on/off for the mat.

Controller Parts & Function

Controller Parts & Function(Mini-Mat Duo)




1. **Display Monitor:** Indicates temperature and operational status.
2. **Jade Bulb Lamp:** Indicates temperature of the jade bulb is being displayed on the display monitor. (Green light)
3. **Mat Lamp:** Indicates temperature of the mat is being displayed on the display monitor. (Yellow light)
4. **Jade Bulb Operation Lamp:** Lights up when jade bulb is being used.
5. **Mat Operation Lamp:** Lights up when the mat is being heated.
6. **Display Select Button:** Selects temperature for either the jade bulb or the mat to be displayed.
7. **Jade Bulb Operation Button:** Turns power on/off for the jade bulb.
8. **Mat Operation Button:** Turns power on/off for the mat.
9. **Temperature Control Dial:** Controls temperature of the mat.




Mini-Mat Duo

Instructions(Healthy Mat)




Please read the instruction guide carefully.




Before you connect the power plug, spread the Migun Healthy Mat on a bed or on the floor in order to smooth out any folds.

Insert the 6-pin connector of the controller into the mat.




Connect the power plug into an outlet.
*Please connect to AC 120V/60Hz only.

Press the ON/OFF button. The power lamp will light up.




Press the thermal heat button to turn on the heat. Thermal Heat Lamp will light up. The Operation Lamp will automatically turn on or off depending on the temperature control.




EMF indication light will turn on when harmful EMF is detected. In that case, turn the Electric Wave Select dial to turn EMF indication light OFF.

Turn Temperature Control Dial to set desired temperature on the mat. Once the product is sufficiently warm, adjust the setting for your comfort.




Turn Power switch off and unplug power cord from the outlet when you are not using the mat.

Instructions(Mini-Mat)




Please read the instruction guide carefully.

Before you connect the power plug, spread the Migun Mini-Mat on a bed or the floor in order to smooth out any folds.




Insert the 5-pin connector of the controller into the mat.


Connect the power plug into an outlet.
*Please connect to AC 120V/60Hz only.



Press power switch to turn on the power.
Thermal Heat Lamp will light up. The Operation Lamp will automatically turn on or off depending on the temperature control.




Turn Temperature Control Dial to set desired temperature of the mat. Once the product is sufficiently warm, adjust the setting for your comfort.




Turn Power switch off and unplug power cord from the outlet when you are not using the mat.

Instructions(Mini-Pad)




Please read the instruction guide carefully.

Before you connect the power plug, spread the Migun Mini-Pad on the body to smooth out any folds.




Insert the 5-pin connector of the controller into the mat.




Connect the power plug into an outlet.
*Please connect to AC 120V/60Hz only.

Press power switch to turn on the power. Turn Temperature Control Dial, and Thermal Heat Lamp will light up. The Operation Lamp will automatically turn on or off depending on the temperature control.




Turn Temperature Control Dial to set desired temperature of the mat. Once the product is sufficiently warm, adjust the setting for your comfort.




Turn Power switch off and unplug power cord from the outlet when you are not using the mat.

Instructions(Car-Mat)



Please read the instruction guide carefully.


Before you connect the power plug, spread the Migun Car-Mat on a flat surface in order to smooth out any folds.



Insert the connector to the adapter.

Connect the adapter into an outlet.


*This product uses 12V DC for automobiles and AC120V/60Hz for indoors.



Press power button to turn on the power. Turn Temperature Control Dial, and Thermal Heat Lamp will light up. The Operation Lamp will automatically turn on or off depending on the temperature control.




Turn Temperature Control Dial to set desired temperature of the mat. Once the product is sufficiently warm, adjust the setting for your comfort.




Turn Power switch off and unplug the adapter from the outlet when you are not using the mat.

Instructions(Mini-Mat Duo)


Preparation Before Use




Please read the instruction guide carefully.
Insert the 7 pin connector of the controller into the mat.



Connect the power plug into an outlet.
*Please connect to AC 120V/60Hz only.




The controller will make a chime bell sound, and "oF" will show with green light on the display monitor.



*When the mat is turned on for more than 12 hours, the power will turn off automatically. Please plug off the mat and plug it back in to use MiniMat-Duo again.


How to To Use Jade Bulbs



1. Press Jade Bulb Operation Button to start.
 - Green Bulb Lamp will turn on, and the temperature on the display monitor will blink three times before starting.
2. Turn the Temperature Control Dial to set the desired temperature.
 - Temperature will rise between 30°C~70°C (86°F~158°F). Temperature below 30°C (86°F) will not be indicated on the display monitor.


30°C: 86°F / 40°C: 104°F / 50°C: 122°F /
60°C: 140°F / 70°C: 158°F

Instructions(Mini-Mat Duo)



How to Use the Mat

1. Press Mat Operation Button to start.
 - Yellow Bulb Lamp will turn on, and the temperature on the display monitor will blink three times before starting.
2. Turn the Temperature Control Dial to set the desired temperature.
 - Temperature will rise between 30°C~70°C (86°F~158°F).



How to Use Both Mat & Jade Bulbs


1. When Jade Bulb and Mat are used simultaneously, they will be controlled at the same temperature. You can set the temperature for Mat or Jade Bulbs, and it will control temperature for both.
 - You can change the temperature setting during the operation.
 - You can turn on/off the Mat /Jade Bulb during the operation.

Storage & Maintenance for All Mats

- Keep the product away from direct sunlight. Do not allow dust and foreign substances to come in contact with the product.
- Do not soak the product in water. Store the product in a dry area when not in use.
- Do not adjust or alter any components of the product under any condition.
- Please unplug the power plug when not in use and also prior to cleaning or repairing the product.
- Keeping the product clean will add longevity and continued performance to your heating mat.

Warning & Caution for All Mats

Please follow these instructions in order to protect yourself from accidents.




Any power input other than 120V/60Hz may result in malfunction or damage.

Please monitor the heat carefully while using the product for safety.




Please do not use a thick padding while using the product.

Do not have sharp objects puncture or damage the product.



Do not pull the electric cord with wet hand. This may cause electric shock.


Please make sure the product is dry before using. If you spill liquid on the product, please dry the product completely before using.



Heat can cause a skin irritation or burn. Please lower the temperature if it becomes too hot.

Do not use the product folded or crumpled.

Do not use the product near any fire, heating appliances, or flammable objects. This may set fire or electric shock.



Please do not let children play on or near the product.

Please stop using the product and contact Migun representative if there is any problem. Please consult with your doctor if you have any medical question.

Warning & Caution for Car-Mat

WARNING

1. Use this unit only for its intended use as described in this manual.
2. This unit should never be left unattended when plugged in. Unplug from the power source when not in use and before attaching or removing adopter.
3. Close supervision is necessary when this unit is used by or near children or disabled person.
4. Never use this unit if it has damaged cord or plug; if it is not working properly; or if it has been exposed to sunlight or if it is wet.
5. Keep the product away from heated surface or water.
6. Never drop or insert any object into any opening.
7. Do not use where aerosol spray products are being used or where oxygen level is high.
8. DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur causing fire, electric shock or injury to persons.
9. Do not carry this unit by the cord or use the cord as a handle.
10. To disconnect, turn all controllers off, then remove the plug from the power source.
11. Any individual who is pregnant, has pacemaker, suffered from diabetes, phlebitis, and/or thrombosis, or is at increased risk of developing blood clots due to recent surgery should consult his/her physician before using this unit.


CAUTION

1. To reduce the risk of fire, electrical shock & damage, Do not expose this unit to Rain(water), Moisture and Direct Sun Light.
3. Never cover the unit when it is in operation.
4. Extensive use at any time could lead to excessive heating that shortens the life of this unit. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
5. Never use this unit directly on swollen/inflamed areas of the skin or on area of skin eruption.
6. This is a non-professional unit designed to provide soothing low heat to your contacted areas. Do not use as substitute for medical attention.
7. This unit should never be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
8. Do not leave the product on for too long. This unit could make you drowsy.
9. Do not leave the unit connected to power source when user is not in the car.
10. Do not drop the product. It might damage the unit.

What is Negative Ion?



Negative Ion Comparison Chart




Many people think of the anion as a “mysterious” substance. However, the anion is not a substance but an electrical term that indicates a negative charge. If the molecule or atom of a substance gains one or more electron through a certain stimulation, it becomes anion or a negative ion. If it loses an electron, it becomes a cation. Therefore, there are many different kinds of negative ions according to the scientific definition.

Many researches show that oxygen negative ions enter the body through breathing, react with hemoglobin to get mixed into to blood, and are then carried to various parts of the body to facilitate metabolism. It promotes cellular activity, and as a result it boosts the immune system, among other things. When exposed frequently to an abundant supply of anion, all the bodily organs—including the nervous system, cells, blood and lymph nodes—become revitalized and strengthened. The negative ion raises the ionization ratio of the minerals in the blood, such as calcium, sodium and potassium. It also cleanses the blood through the electrical transport of substances across the cell membrane and increase the amount of globulin (the immune substance contained in the serum), thus bolstering the immune system.

In an experiment conducted in Israel, colon bacillus, protozoa and other bacteria were exposed to the atmospheric negative ions. Within six hours the number had been reduced by more than 50%. The results of a U.S. study show that when people are exposed to anionized air they lose excess weight and sleep better.

What are Far Infrared Rays?



Far infrared is part of the spectrum of light emanating from the sun. Far infrared is not visible to the eye, but you feel it as heat penetrating into your skin. While all light transfers energy from one place to another, infrared, literally meaning “below red”, specifies the emanation of heat energy.

When the heat system in the Migun Mat is turned on, infrared rays enter 4-5 cm into the skin. Far Infrared Rays have been proven to increase blood circulation, metabolism, and boost the immune system. They can positively affect muscles on the skin, blood vessels, lymphs, and even nervous system.


In simple terms, the Far Infrared rays cause cells in these body parts to resonant. The Far Infrared Rays heat body from within expanding arteries and veins which revitalize blood circulation, and strengthen metabolism, thus effecting chemical reactions in the cells. The results are purified blood and strengthened ability to revitalize.

*NASA concluded in the 1980's that Far Infrared stimulations is the ideal way for astronauts to maintain cardiovascular conditioning during long space flights.

What is Electro-Magnetic Field(EMF)?



Built in non-magnetic field heat rays and bimetal prevents the production of EMF.



Electromagnetic waves are made up of a combination of electric waves and magnetic waves. Together this is known as Electro-Magnetic Field (EMF). This EMF causes Electro-Magnetic Interference (EMI). Between the magnetic waves and electric waves, the magnetic waves have been proven to be especially harmful to your body. These are also the most difficult to neutralize in protecting our health. Studies show long-term exposure to electromagnetic waves can lead to leukemia, a lower sperm count in men, and irregular menstruation in women or possibly even birth defects. In severe cases, electromagnetic waves can cause miscarriage and brain tumors.

Migun Mat is designed to totally neutralize electromagnetic waves! When the Migun Mat neutralizes harmful EMF waves, it allows you to achieve both, the deep healing NREM (non-rapid eye movement sleep) and REM (rapid Eye Movement sleep). Both sleep stages are very important for your healing. Awaking undisturbed from REM allows you to feel more refreshed and vibrant than having your sleep cycle disrupted. Studies have also shown you age faster when you don't sleep well. So get your healthy sleep now with a Migun Mat!



Emits Negative Ions

Emits Far Infrared Rays

Protects from Electromagnetic Waves

Migun Limited Warranty (USA and Canada Only)

Written Quality Service of MIGUN Heating Mat

Product Name	Heating Mat			Model Name	
Grace Period	1 year from the date of purchase			Product Number	
Purchase Date	Month	Date	Year	Place of Purchase	
Customer Information	Name			Migun Center Name	
	Address			Address	

Migun Life, Inc. (“Migun”) warrants this product against defects in material or workmanship for the time periods and as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty, Migun will, at its option, (i) repair the product using new or refurbished parts or (ii) replace the product with a new or refurbished product. For the purpose of this Limited Warranty, “refurbished” means a product or part that has been returned to its original specifications. In the event of a defect, these are your exclusive remedies.

Term: For a period of twelve (12) months from the original date of purchase of the product (or a period of ninety (90) days for commercial use), Migun will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or parts, any product or parts determined to be defective.

This Limited Warranty covers only the hardware components packaged with this Product. It does not cover technical, medical, or therapeutic assistance for hardware usage.

This Limited Warranty supersedes all other warranty provided either wise including by written form or oral representations by Migun or any of its representations in relation to the purchase of the product.

Instructions: In-home and on-line diagnostic warranty service is provided during the twelve (12) month limited warranty term (ninety (90) days for commercial use) for Thermal Massage products through Migun-authorized service facility. Otherwise, to obtain warranty service, you must deliver the product, freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection to the Migun authorized service facility specified. A dated purchase receipt or bill of sale is required. For specific instructions on how to obtain warranty service for your product, please contact any Migun-authorized service facility, or call the Migun Customer Service Center at 1-888-660-5948.

Migun Limited Warranty (USA and Canada Only)


Repair/ Replacement Warranty: This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, whichever is longer. Any parts or product replaced under this Limited Warranty will become the property of Migun.

This Limited Warranty only covers product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use; it does not cover product issues by any other reason, including but not limited to, product issues due to (i) acts of God, (ii) Misuse, (iii) customer instruction, installation, set up adjustments unless it was guided by Migun's on-line support, (iv) modification of or to any part of the Migun product, (v) shipping damage. This Limited Warranty does not cover Migun products sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as wear and tear covers). This Limited Warranty does not cover products purchased from stores other than Migun-authorized dealers. Hence, this Limited Warranty only applies when original purchase receipt signed by an authorized Migun dealer is presented. This Limited Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the product. This Limited Warranty is valid only in the United States and Canada.


LIMITATION ON DAMAGES: MIGUN SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES: EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.



Live Healthy.



 **MIGUN**
www.migunlife.com
1-828-684-1800



Gold Industrial
Merit Award



Golden Prize of Seoul
International Patent
Invention Fair 2002



Golden Prize of Korea
Patent Technology



Golden Prize & IFIA
Special Prize of
Invention & Patents
in Geneva

MIGUN MEDICAL INSTRUMENT

Migun Mat Series

Manual del Usuario



*Piedra
Cetendaria*



*No Emite
Peligroso
EMF*

*Iones
Negativos*



*Rayos Infrarrojos
Lejanos*



MIGUN

Migun means Beautiful Health.


Please read this manual carefully for safe and effective use of this product.
Please keep this manual safe and refer to it when necessary.

Contenido

Migun le agradece su compra. Por favor lea estas instrucciones detenidamente. Entender la guía le asistirá en el uso correcto y seguro de la unidad. Mantenga esta guía de instrucciones a mano para su uso en cuanto la necesite.

*Nuestra serie de Migun Mat están listados como instrumento médico clase II de la FDA. Estos productos están destinados para ser usados para relajación temporal y tónico de músculos y alivio de dolor menor y agarrotamiento.

Introducción	29
Contenido del paquete	30-31
Especificaciones del Producto	32-33
El uso del control	34-37
Instrucciones	38~43
Precaución	44-45
¿Qué son iones negativos y FIR?	46-47
¿Qué es el campo electromagnético?	48-49
Contrato De Servicio	50-51



MIGUN MATS

HEALTHY MAT/MINI-MAT/MINI-PAD
CAR-MAT/MINI-MAT DUO

Presentamos nuestros últimos productos para una vida sana: la colchoneta saludable Migun Healthy Mat, Mini-Mat, Mini-Pad, Car-Mat, and Mini-Mat Duo. Compuesta por seis capas duraderas, la Migun Mat crea un ambiente saludable en su hogar al producir iones negativos, generar rayos ultra infrarrojos y neutralizar totalmente las dañinas ondas electromagnéticas. La Migun Mat es el "sistema de sueño saludable" que combina la ciencia natural y la moderna para ayudarle a obtener un sueño de calidad, ininterrumpido y prolongado.

- **Función Térmica**

- **Emite Rayos Ultra Infrarrojos**

- **Emite Iones Negativos**

- **Neutraliza EMF**

*NASA concluyó en los 1980' s que el estímulo del infrarrojo lejano es la manera ideal para que los astronautas mantengan el condicionamiento cardiovascular durante vuelos espaciales largos.

**Migun Mini Pad
MG-3100**

**Migun Mini-Mat Duo
MG-3300**

Negative
Ion

Far
Infrared

Neutralizes
EMF


**Migun Car-Mat
MG-3400**

**Migun Mini-Mat
MG-3600**


**Migun Healthy Mat
ED-301**

MIGUN
MIGUN MEANS BEAUTIFUL HEALTH.


Contenido del Paquete



Healthy Mat
(Single)



Control Remoto




Mini-Mat



Control Remoto



Mini-Pad



Control Remoto

Contenido del Paquete



Car-Mat



Control Remoto



Mini-Mat Duo



Control Remoto



Adaptador del coche




*Adaptador casero (no incluido)



Manual

Especificaciones del Producto

Número de Modelo	ED-301 (Healthy Mat Single), MG-3600 (Mini-Mat)
Nombre del Producto	Migun Healthy Mat, Migun Mini-Mat
Voltaje/Frecuencia	120V, 60Hz
Consumo de Energía	ED-301: 240W, MG-3600: 120W
Cable Emisor de Calor	Cable termal no magnético
Método de Ajuste de Temperatura	Termostato
Dimensiones/Peso	ED-310: 30 lbs / 34"x75" MG-3600: 11.9 lbs / 20.5"x42.5"
Temperatura	86°F~140°F
Otros	<ol style="list-style-type: none">1. Circuito interno que previene temperaturas excesivas dentro de la colchoneta (usando bimetálico de 205°F).2. Uso de fibras naturales y una placa de cobre para bloquear la corriente y las ondas electromagnéticas.




Especificaciones del Producto

Numero de Modelo	MG-3100 (Mini-Pad), MG-3400 (Car-Mat), MG-3300 (Mini-Mat Duo)
Nombre del Producto	Migun Mini-Pad, Migun Car-Mat, Migun Mini-Mat Duo
Voltaje/Frecuencia	120V, 60Hz
Consumo de Energía	MG-3100: 60W, MG-3400: 30W, MG-3300: 85W
Cable Emisor de Calor	Cable termal no magnético
Método de Ajuste de Temperatura	Termostato
Dimensiones/Peso	MG-3100: 2 lbs / 9"x25", MG-3400: 4 lbs / 17.5"x26" MG-3300: 9.9 lbs / 18.5"x18.5"
Temperatura	86°F~140°F (Una temperatura más baja para Car-Mat)
Otros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Circuito interno que previene temperaturas excesivas dentro de la colchoneta (usando bimetálico de 205°F). 2. Uso de fibras naturales y una placa de cobre para bloquear la corriente y las ondas electromagnéticas.




El Uso Del Control(Healthy Mat)




1. **Bombilla de energía:** Se enciende cuando se prende la energía.
2. **Dial de temperatura:** Este dial establece la temperatura de la colchoneta.
3. **Luz de comienzo de la colchoneta:** Esta luz se encenderá cuando la colchoneta se prenda.
4. **Botón de comienzo de la colchoneta:** Es el botón que enciende de la colchoneta.
5. **Un dial para probar si las ondas electromagnéticas están bloqueadas.**
6. **Interruptor principal de corriente**
7. **Luz para inspeccionar si las ondas electromagnéticas están bloqueadas.**
8. **Luz indicadora de temperatura:** Esta luz se encenderá cuando presione el botón de “start” de la colchoneta.

El Uso Del Control(Mini-Mat)




1. **Dial de temperatura:** Este dial establece la temperatura de la colchoneta.
2. **LED de Calor Térmico:** Se enciende cuando se prende colchoneta.
3. **LED de Operación:** Se enciende cuando la colchoneta se está calentando.
4. **Interruptor principal de corriente**
5. **LED de error:** Se enciende cuando hay un error.



Nunca abra o desarme el control. Esto prevendrá descarga eléctrica.

El Uso Del Control(Mini-Pad/Car-Mat)



Mini-Pad


1. **Dial de temperatura:** Este dial establece la temperatura de la colchoneta.
2. **LED de Operación:** Se enciende cuando la colchoneta se está calentando.
3. **LED de Calor Térmico:** Se enciende cuando se prende colchoneta.
4. **Interruptor principal de corriente**



Car-Mat

1. **Dial de temperatura:** Este dial establece la temperatura de la colchoneta.
2. **LED de Calor Térmico:** Se enciende cuando se prende colchoneta.
3. **LED de Operación:** Se enciende cuando la colchoneta se está calentando.
4. **Interruptor principal de corriente**

El Uso Del Control(Mini-Mat Duo)




1. **Pantalla:** Indica la temperatura y función.
2. **Indicador de Temperatura del foco de Jade:** Indica la temperatura del foco de Jade en la pantalla (luz verde).
3. **Indicador de temperatura del cojín:** Indica la temperatura del cojín en la pantalla (color amarillo).
4. **Indicador de operación del foco de Jade:** Se enciende cuando los focos de Jade están siendo usados.
5. **Indicador de operación del cojín:** Se enciende cuando los focos de Jade están siendo usados.
6. **Botón de Selección:** Selecciona la función del foco de Jade o el cojín.
7. **Botón de operación del foco de Jade:** Encender/apagar el foco de Jade.
8. **Botón de operación del cojín:** Encender/apagar el cojín.
9. **Control de Temperatura:** Controla la temperatura del cojín.




Mini-Mat Duo


Instrucciones(Healthy Mat)



Lea la guía de instrucciones detenidamente.




Inserte el conector 6P del controlador a la colchoneta eléctrica




Conectar el enchufe a una toma corriente.
*Este producto solamente es para uso de AC120V/60Hz


Presione el botón de Prender/Apagar. La bombilla de encendido se iluminará.



Presionar el botón de calor térmico para calentarla. Termal Heat Lamp se encenderá. The Operation Lamp se apagará mientras el MAT se esté enfriando durante el proceso de control de temperatura.




La luz indicadora de EMF se encenderá cuando dañinas EMF es detectado. En ese caso, girar la perilla Electric Wave Select hasta que se apague la luz indicadora de EMF.



Quando ajuste la temperatura del Healthy mat, gire el dial de ajuste de temperatura al la temperatura deseada.


Apague la energía y desconecte el enchufe después de usar.

Instrucciones(Mini-Mat)




Lea la guía de instrucciones detenidamente.

Extender la colchoneta en un lugar plano para que no se doble.




Inserte el conector 5P del controlador a la colchoneta eléctrica.


Conectar el enchufe a una toma corriente.
*Este producto solamente es para uso de AC120V/60Hz



Presionar el interruptor para encenderla. Thermal Heat Lamp se encenderá. The Operation Lamp se apagará mientras el MAT se esté enfriando durante el proceso de control de temperatura.




Gire la perilla que controla la temperatura hasta lograr la temperatura deseada en la colchoneta termal.




Apagar la perilla de energía y desconectar el enchufe del toma corriente cuando no esté en uso la colchoneta termal.

Instrucciones(Mini-Pad)




Lea la guía de instrucciones detenidamente.

Extender la colchoneta en un lugar plano para que no se doble.




Inserte el conector 5P del controlador a la colchoneta eléctrica.


Conectar el enchufe a una toma corriente.
*Este producto solamente es para uso de AC120V/60Hz



Presionar el interruptor para encenderla. Gire la perilla que controla la temperatura. Thermal Heat Lamp se encenderá. The Operation Lamp se apagará mientras el MAT se esté enfriando durante el proceso de control de temperatura.




Gire la perilla que controla la temperatura hasta lograr la temperatura deseada en la colchoneta termal.




Apagar la perilla de energía y desconectar el enchufe del toma corriente cuando no esté en uso la colchoneta termal.

Instrucciones(Car-Mat)




Lea la guía de instrucciones detenidamente.

Extender la colchoneta en un lugar plano para que no se doble.




Inserte el conector al adaptador.


Conecte el adaptador a la toma de corriente.
*Este producto utiliza D.C. 12V para los automóviles y AC120V/60Hz para dentro.



Presionar el botón de calor térmico para calentarla. Gire la perilla que controla la temperatura. Thermal Heat Lamp se encenderá. The Operation Lamp se apagará mientras el MAT se está enfriando durante el proceso de control de temperatura.




Gire la perilla que controla la temperatura hasta lograr la temperatura deseada en la colchoneta termal.




Apague el interruptor y desenchufe el adaptador cuando usted no está utilizando la colchoneta termal.

Instrucciones(Mini-Mat Duo)




Por favor leer las instrucciones cuidadosamente. Insertar el conector de 7 clavijas al cojín.




Conectar el cable eléctrico al enchufe de corriente.

*Este producto usa sólo AC 120V/60Hz




Música se oirá del cojín, y verá 'oF' de color verde en la pantalla.



*Cuando el cojín estuvo encendido por más de 12 horas, se apagará automáticamente sin ninguna luz en la pantalla. Para usarlo después de 12 horas de uso, por favor, desconectar el cojín y volverlo a conectar.


Cómo Usar los Focos de Jade Solamente



1. Oprimir el botón de operación del foco de Jade para empezar.
- Luz verde se encenderá, y la temperatura en la pantalla parpadeará tres veces antes de empezar
2. Girar el control de temperatura hasta la temperatura deseada.
- La temperatura subirá desde los 30° - 70°.
- Temperaturas inferiores a los 30° no se indicará en la pantalla.


30°C: 86°F / 40°C: 104°F / 50°C: 122°F /
60°C: 140°F / 70°C: 158°F

Instrucciones(Mini-Mat Duo)



Cómo Usar el Cojín Solamente

1. Oprimir el botón de operación del cojín para empezar.
 - Luz amarilla se encenderá, y la temperatura en la pantalla parpadeará tres veces antes de empezar
2. Girar el control de temperatura hasta la temperatura deseada.
 - La temperatura subirá desde los 30°- 70°



Cómo Usar los Focos de Jade y el Cojín


1. Repetir los pasos anteriores.
 - Foco de Jade y cojín pueden usarse por separado o juntos. Cuando usamos ambos, la temperatura permanecerá igual para ambos.
 - Cuando la Bombilla de Jade y el Mat son usados juntamente, la temperatura será la misma para ambos.
 - Puede seleccionar el cojín o el foco de Jade mientras está usando el aparato.

Almacenamiento y Mantenimiento

- Mantener el producto lejos de los rayos solares. No permitir que polvo o sustancias foráneas tenga contacto con el producto.
- No mojar el producto. Almacenar el producto en un lugar seco cuando no lo usa.
- No ajustar ni alterar ningún componente del producto bajo ninguna circunstancia
- Por favor, desconectar el cable eléctrico cuando no se usa y antes de limpiar o reparar el producto.
- Mantener el producto limpio añadirá longevidad y continuo rendimiento de su colchón térmico.


Precaución

Por favor siga estas instrucciones detalladamente para protegerse de accidentes y no correr riesgos.



Cualquier corriente que no sea 120V/60Hz puede causar malfuncionamiento o daño.


Por favor controlar el calor cuidadosamente mientras usa el producto por la seguridad.



Por favor no usar relleno grueso mientras usa el producto.


No usar objetos afilados que puedan perforar o dañar el producto.

Por favor no permita objetos puntiagudos entrar en contacto con la unidad. Cualquier daño al producto puede causar una descarga eléctrica.




Por favor, secar el producto si esta mojado antes de usarlo. Si derramó líquido sobre el producto, por favor, secar el producto completamente antes de usarlo.

El calor puede causar irritación cutánea o quemadura. Por favor bajar la temperatura si calienta mucho.



No coloque el producto cerca de llamas o aparatos que calientan. De lo contrario, puede resultar en un incendio o descarga eléctrica.



Ahogo puede ocurrir si el niño se ciñe el cable alrededor del cuello.

Por favor dejar de usar el producto y contactar al representante de Migun si tiene algún problema con el producto. Por favor consultar con su doctor si usted tiene alguna pregunta médica.

Precaución para Car-Mat

PRECAUCION


1. Usar esta unidad solamente para el uso descrito en este manual.
2. Esta unidad nunca debe estar desatendida cuando esté conectada. Desconectar de la fuente de poder cuando no se usa y antes de conectar o desconectar el adaptador.
3. Atenta supervision es requerida cuando esta unidad es usada por o esté cerca de niños o personas incapacitadas.
4. Nunca usar esta unidad si tiene el alambre o enchufe dañado; si no está funcionando correctamente; o si ha sido expuesta al sol por largo tiempo, dañada o expuesta a cualquier líquido.
5. Mantener el producto lejos de superficie caliente o agua.
6. Nunca dejarla caer o injertar objetos en cualquier apertura.
7. Nunca usarla donde productos de atomizador de aerosol esté siendo usado o donde oxígeno esté siendo administrado.
8. NO USARLA debajo de manta o almohada. Calor excesivo puede causar fuego, descarga eléctrica o lesión a personas.
9. No llevar esta unidad por el cable o usar el cable como manija.
10. Para desconectar, girar todos los controles a la posición "OFF", y después desenchufar de la fuente de poder.
11. Cualquier persona que esté embarazada, usa marcapasos, sufre de diabetes, flebitis, y/o trombosis, o tiene un alto riesgo de desarrollar coágulo de sangre debido a una operación reciente deben consultar con su médico antes de usar esta unidad.

ADVERTENCIA

1. Para reducir riesgos de incendio, descarga eléctrica y daños, NO exponer esta unidad a la lluvia (agua), humedad y al sol directamente.
2. Nunca cubrir la unidad cuando está en funcionamiento.
3. El uso prolongado de la unidad puede conducir a calentamiento excesivo que puede acortar la vida de esta unidad. Si esto ocurriera, dejar de usarla y permitir que la unidad se enfríe antes de usarla otra vez.
4. Nunca usar esta unidad directamente sobre áreas inflamadas/hinchadas de la piel o en áreas de erupción cutánea.
5. Esta es una unidad no-profesional designada para proveer calor alivante en las áreas de contacto. No usarla como sustituto a la atención médica.
6. Esta unidad nunca deberá ser usada por individuos que están sufriendo de enfermedad física que limite la capacidad del usuario para manejar los controles.
7. No dejar encendida la unidad por mucho tiempo. Esta unidad puede adormecerle.
8. No dejar la unidad conectada a la fuente de poder cuando el usuario no está en el coche.
9. No dejar caer el producto. Puede dañar la unidad.

¿Qué es Ion Negativo?

Tabla de Comparación de Iones Negativos




Mucha gente piensa de los iones negativos como una sustancia “misteriosa”. Sin embargo, los iones negativos no es una sustancia pero un término eléctrico que indica una carga negativa. Si la molécula o átomo de una sustancia obtiene uno o más electrones a través de cierta estimulación, se convierte en anion o ion negativo. Si pierde un electrón, se convierte en cation. Por lo tanto, hay muchas clases de iones negativos de acuerdo a la definición científica.

Muchas investigaciones demuestran que el ion negativo del oxígeno entra en el cuerpo a través de la respiración, reacciona con la hemoglobina para ser mezclado en la sangre, y son llevados a las varias partes del cuerpo para facilitar el metabolismo. Promueve la actividad celular, y como resultado fortalece el sistema inmunológico, entre otras cosas. Cuando somos expuestos frecuentemente a abundantes iones negativos, todos los órganos del cuerpo –incluyendo el sistema nervioso, células, nódulos sanguíneos y linfáticos- se revitalizan y se fortalecen. El ion negativo eleva la proporción de ionización de los minerales en la sangre, como el calcio, sodio y potasio. También limpia la sangre a través del transporte eléctrico de sustancias a través de la membrana celular y aumenta la cantidad de la globulina (la sustancia inmune que se encuentra en el suero), y así refuerza el sistema inmune.

En un experimento llevado a cabo en Israel, colon bacillus, protozoos y bacterias fueron expuestos a iones negativos atmosféricos. Después de seis horas, el número de estos organismos fueron reducidos más del 50%. Los resultados de un estudio de EEUU demuestran que cuando la gente son expuestas al aire ionizado, ellos pierden exceso de peso y duermen mejor.

¿Qué son los Rayos Infrarrojos Lejanos?



La extraordinaria tecnología de la Migun Mat utiliza rayos infrarrojos lejanos, un tipo de luz que está por debajo del espectro visible. Aunque toda luz transfiere energía de un lugar a otro, los rayos infrarrojos —que significa literalmente “debajo del rojo”— emiten energía calórica.

Quando el sistema de calor de la Migun Mat está activado, los rayos infrarrojos penetran de 4 a 5 cm en la piel. Se ha demostrado que los rayos infrarrojos lejanos aumentan la circulación sanguínea y el metabolismo y estimulan el sistema inmunitario. Ellos influyen positivamente en los músculos de la piel, los vasos sanguíneos, la linfa e incluso en el sistema nervioso.


En términos sencillos, los rayos infrarrojos lejanos provocan la resonancia de las células en estas partes del cuerpo. Los rayos infrarrojos lejanos calientan el cuerpo desde adentro y dilatan las arterias y las venas, lo que revitaliza la circulación, y fortalecen el metabolismo, provocando reacciones químicas en las células. Como resultado, la sangre y los fluidos corporales se purifican y se fortalece la capacidad de revitalizarse.

*La NASA concluyó en los años 80 que los estímulos del infrarrojo lejano son la manera ideal para que los astronautas mantengan el condicionamiento cardiovascular durante vuelos espaciales largos.

¿Qué es el Campo Electromagnético (EMF)?



El incorporado campo de rayos térmicos no-magnético y bimetálico previene la producción de EMF.



Las ondas electromagnéticas están formadas de la combinación de ondas eléctricas y ondas magnéticas. Juntas se les conocen como Campo Electro-Magnético (EMF según las siglas en Inglés). Este EMF causa Interferencia Electro-Magnética (EMI según las siglas en Inglés). Entre las ondas eléctricas y las ondas magnéticas, ha sido comprobado que las ondas magnéticas son más dañinas al cuerpo. Estos son también los más difíciles de neutralizar para la protección de nuestra salud. Estudios demuestran que prolongadas exposiciones a las ondas electromagnéticas puede causar leucemia, bajo recuento de espermias en hombres, menstruación irregular en mujeres o incluso posible defectos de nacimiento. En casos severos, ondas electromagnéticas puede causar aborto y tumores cerebrales.

¡Migun Mat está diseñada para neutralizar totalmente las ondas electromagnéticas!

Cuando Migun Mat neutraliza dañinas ondas EMF, le permite alcanzar ambos, el profundo sanador NREM (sueño de no rápido movimiento de ojo) y REM (sueño de rápido movimiento de ojo). Ambas fases de sueño son muy importantes para su salud. Despertar ininterrumpido de REM le permite sentirse más refrescado y vigorizado que tener su ciclo de sueño interrumpido. Estudios también ha demostrado que usted envejece más rápido cuando usted no duerme bien. ¡Así que tenga un sueño saludable con Migun Mat!



Emite iones negativos

Emite Rayos Infrarrojos

Protege de ondas electromagnéticas



Garantía Limitada de Migun (EE.UU. y Canadá únicamente)

Nombre	Producto de Energía de Masaje Termal			Nombre de Modelo	Heating Mat
Período de Validez	Un año desde el día de compra			Numero de Producto	
Fecha de Adquisición	Mes	Día	Año	Lugar de Adquisición	
Información de Comprador	Nombre				
	Dirección				

Garantía Limitada de Migun (EE.UU. y Canadá únicamente)

Migun Life, Inc. ("Migun") garantiza este producto contra defectos tanto en materiales como en mano de obra por los periodos indicados, según lo estipulado a continuación. De conformidad con esta Garantía Limitada, Migun optará, a su entera discreción, por (i) reparar el producto utilizando piezas nuevas o restauradas o (ii) reemplazar el producto por uno nuevo o restaurado. A los fines de esta Garantía Limitada, "restaurado" hace referencia a todo aquel producto o pieza que haya sido refaccionado para cumplir con sus especificaciones originales. En caso de existir un defecto, éstos son sus recursos exclusivos.

Plazo: Durante un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha original de compra del producto (o un periodo de noventa (90) días en caso de uso comercial), Migun optará, a su entera discreción, por reparar, o reemplazar por una pieza o producto nuevo o restaurado, cualquier pieza o producto considerado defectuoso.

Esta Garantía Limitada cubre únicamente los componentes de hardware incluidos con este Producto. No cubre asistencia técnica, médica ni terapéutica relacionada con el uso del hardware.

Esta Garantía Limitada prevalece sobre cualquier otra garantía otorgada ya sea a través de un documento por escrito o manifestaciones verbales de Migun o sobre cualquier manifestación de Migun en relación con la compra del producto.

Instrucciones: El servicio de diagnóstico de los productos Thermal Massage cubiertos por esta garantía se prestará en casa del comprador o por Internet durante el plazo de la Garantía Limitada de doce (12) meses (noventa (90) días en caso de uso comercial) a través de un centro de servicio autorizado de Migun. De lo contrario, para obtener el servicio de la garantía, usted deberá enviar el producto, con flete pagado por adelantado, ya sea en su empaque original o en un empaque que asegure el mismo nivel de protección, al centro de servicio autorizado de Migun que se especifique. Se le exigirá que presente el comprobante de compra o contrato de compra-venta que contenga la fecha de compra. Si desea conocer las instrucciones específicas sobre cómo obtener el servicio de garantía para su producto, comuníquese con un centro de servicio autorizado de Migun o llame al Centro de Atención al Cliente de Migun al 1-888-660-5948.



Garantía Limitada de Migun (EE.UU. y Canadá únicamente)


Garantía de Reparación/Reemplazo: Esta Garantía Limitada se aplicará a cualquier reparación, pieza de reemplazo o producto de reemplazo por el remanente del período original de la Garantía Limitada o durante noventa (90) días, el plazo que fuera más prolongado. Cualquier pieza o producto reemplazado de conformidad con esta Garantía Limitada pasará a ser propiedad de Migun.

Esta Garantía Limitada sólo cubre problemas del producto ocasionados por defectos en los materiales o mano de obra durante el uso normal del mismo por parte del consumidor; no cubre problemas que presente el producto a causa de cualquier otro motivo, incluyendo, pero sin limitarse, a problemas que tenga el producto debido a (i) caso de fuerza mayor, (ii) uso indebido (iii) instrucciones, instalación, ajustes de configuración efectuados por el cliente, a menos que así fuera indicado por algún representante del servicio de asistencia en línea de Migun, (iv) modificaciones de o a cualquier pieza del producto de Migun; (v) daños sufridos durante el envío. Esta Garantía Limitada no cubre los productos de Migun vendidos bajo la condición EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA o CON TODOS SUS DEFECTOS ni artículos consumibles (tales como las cubiertas contra uso y desgaste normales). Esta Garantía Limitada no cubre productos comprados en tiendas que no sean los distribuidores autorizados de Migun. Por lo tanto, esta Garantía Limitada únicamente se aplica cuando se presenta el comprobante de compra original firmado por un distribuidor autorizado de Migun. Esta Garantía Limitada no es válida si el número de serie de fábrica ha sido alterado o retirado del producto. Esta Garantía Limitada es válida únicamente en EE.UU. y Canadá.

LIMITACIÓN SOBRE DAÑOS: MIGUN NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO.

VIGENCIA DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS: EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE ESTUVIERA PROHIBIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO EN RELACIÓN CON ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA AL PLAZO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones mencionadas podrían no resultar aplicables en su caso. La presente Garantía Limitada le confiere derechos legales específicos y podría tener otros derechos, que varían según el estado.



Live Healthy.



 **MIGUN**
www.migunlife.com
1-828-684-1800